

Appendektomie Kit Kinder

Jetzt neu im Sortiment
Appendektomie-Short-Kit Kinder
inklusive Magazin
30mm weiß oder blau * L

Handgriff Short 60mm



- Bestes Handling bei Kinder Appendektomien
- Schnellste Verfügbarkeit
- 30mm Magazine - blau oder weiß
- Volle Kompatibilität mit vorhandenen Klammernaht – Instrumenten
- Hohe Sicherheit durch dritte Klammernahtreihe



* L

Art. Nr.	Farbe	Gewebe	Klammerhöhe offen mm	Klammerhöhe geschlossen	Klammer Menge	Klammer Reihen	VE
APP-3025	○ Weiß	Gefäß/Dünn	2,5	1,0	44	6	6
APP-3035	● Blau	Normal	3,5	1,5	44	6	6

* L : Straight